



כרית עיסוי נטענת מדריך למשתמש



יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ
רח' דותן 2 יבנה טל: 08-9999399
המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים

MF
Since 1968

תודה שרכשתם את כרית העיסוי של מדיק ספא

מומלץ לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש
ורצוי לשמור אותו לעיון עתידי.

רשימת חלקים



מפרט טכני

- שם המוצר: כרית עיסוי לרכב ולבית
- מתח נומינלי: 5V
- הספק נומינלי: 10w
- קיבולת סוללה: 1800mAh
- תקנים: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008
- עיצוב בטיחות:

הוראות שימוש

בעת טעינה ראשונה – יש לטעון במשך 3 שעות באמצעות כבל טעינה המצורף.

הטכנולוגיה החדשה של מנועים עם סיבוב לאחור משפרת את איכות החיים ומאפשרת ליהנות יותר מעיסוי.

- המכשיר כולל ארבעה ראשים עם פונקציית חימום שמספקים עיסוי עמוק, מקלים על עייפות, מרפים שרירים ומשפרים את זרימת הדם.
- ראשי העיסוי כוללים פונקציה של סיבוב קדימה ואחורה, לחוויה מגוונת יותר.
- העיצוב הקומפקטי מקל על הנשיאה והשימוש.
- מתאים לשימוש גם ברכב וגם בבית, עבודה או מנוחה.
- כולל פונקציית כיבוי אוטומטי לאחר 10 דקות.
- לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי מפעילה את פעולת הכרית.
- לחיצה נוספת על כפתור ההפעלה משנה את כיון העיסוי.
- לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה מכבה את פעילות הכרית.

אזהרות

- אין לבצע שינויים במוצר. בנוסף, נאסר על אנשים שאינם טכנאים מוסמכים לפרק או לתקן את המוצר.
- עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה. יש לפנות לספק או לחברה.
- אסור בהחלט לדרוך על המכשיר או לעמוד עליו.
- עלול לגרום לנזק למכשיר או להתחשמלות/כוויות.
- אין למקם את המוצר במקום לא בטוח.
- עלול ליפול עקב רעידות או תנודות חיצוניות ולגרום לפציעה או נזק.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח, או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י אדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.

הוראות ניקוי

- יש לנקות את פני השטח במטלית יבשה. ניתן להוסיף חומר ניקוי עדין. אין להשתמש בחומרים חריפים או מברשות מתכת.
- אין להשרות את המוצר במים או לשטוף אותו.
- זמן השימוש המומלץ: עד 10 דקות בכל פעם.
- אין להשתמש במכשיר בתוך שעה לאחר אכילה.

לא מתאים לאנשים הבאים (לפני שימוש חובה ייעוץ רפואי):

- חולי סרטן, חולי אוסטאופורוזיס.
- חולים עם גידולים ממאירים, אנשים עם חום גבוה.
- נשים הרות, חולי לב או שבץ מוחי.
- במידה ומרגישים כאב חריג במהלך העיסוי יש להפסיק את השימוש בכרית עיסוי ולהיוועץ ברופא המטפל.

אחריות

- המוצר מגיע עם אחריות של שנה ממועד הרכישה כנגד הצגת חשבונית הקניה . האחריות מכסה פגמים בייצור בלבד ואינה כוללת:
- נזק כתוצאה משימוש שגוי או הזנחה , נזק כתוצאה ממים .
 - נזק מפתיחה או תיקון עצמי של המכשיר
 - נזק משימוש לא בהתאם להוראות השימוש .

יצרן: הייטק בלוסקאי - סין
יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ
רח' דותן 2, יבנה, טל: 08-9999399
www.mfcl.co.il