



# אקדח עיסוי מדריך למשתמש



יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ

רח' דותן 2 יבנה טל: 08-9999399  
המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים



# מדריך למשתמש – אקדח עיסוי

**תודה שרכשתם את המיני אקדח עיסוי של מדיק ספא**  
מומלץ לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש.  
ורצוי לשמור אותו לעיון עתידי.

## רשימת חלקים

1. מיני אקדח עיסוי
2. ארבעה ראשי עיסוי
3. כבל טעינה USB
4. מדריך למשתמש

## מפרט טכני

- דגם: 720
- סוללה: ליתיום מובנית, 7.4V
- קיבולת סוללה: 1800mAh
- זמן טעינה: כ-3 שעות
- זמן פעולה: כ-2-3 שעות (תלוי ברמת העוצמה)
- מהירויות עיסוי: 4 דרגות
- משקל: כ-500 גרם
- רמת רעש: נמוכה (פחות מ-45db)

## **הוראות שימוש**

### **בעת טעינה ראשונה – יש לטעון במשך 3 שעות באמצעות כבל טעינה ומתאם 5V.**

1. בחרו את ראש העיסוי הרצוי וחברו אותו לגוף המכשיר, כדי להסיר את ראש העיסוי יש למשוך את הראש כלפי חוץ.
2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.
3. לחיצה קצרה תשנה את עוצמת העיסוי (4 דרגות זמינות).
4. כדי לכבות את המכשיר יש ללחוץ לחיצה ארוכה שוב.
5. לאחר השימוש, יש לנתק את ראש העיסוי מהמכשיר ולאחסן את המכשיר במקום יבש.
6. לחצן הפעלה – במהלך טעינה יבהבו 6 נורות, כשהסוללה במכשיר מלאה - 6 הנורות ידלקו.  
בעת השימוש מספר הנורות מראה את עוצמת העיסוי.

## ראשי עיסוי וייעודם

### ראש כדורי -



מתאים לשרירים גדולים כמו ירכיים, גב וידיים.

### ראש U -



מיועד לעיסוי עמוד השדרה וגידים.

### ראש שטוח -



טוב להרפיית כל קבוצות השרירים.

### ראש קונוס -



לעיסוי עמוק של נקודות טריגר.

## אמצעי בטיחות

- אין להשתמש במכשיר מעל פצעים פתוחים או דלקות.
- אין להשתמש במכשיר על ילדים מתחת לגיל 8.
- אין להשתמש במכשיר על אנשים בעלי קוצב לב, ועל נשים בהריון.
- אין להטעין את המכשיר ליד מים.
- במידה ומרגישים כאב חריג במהלך העיסוי יש להפסיק את השימוש באקדח עיסוי ולהיוועץ ברופא המטפל.
- אין לפתוח או לפרק את המכשיר בעצמך.
- יש להשתמש רק על רקמות רכות - אין להשתמש על הראש או על אזורים קשים/גרמיים.

## **מומלץ לשימוש במקרים הבאים :**

- כאבים והתכווצויות משרירים מתוחים, נקעים ומתיחות.
- שיפור ניקוז נוזלים באזורים נפוחים.
- הרפיית רקמות חיבור עבות ופאסיות.
- הפחתת חומצת חלב בשרירים.
- שיפור טווח תנועה במפרקים.
- הפגת עייפות שרירים.

## **התוויות נגד**

### **(אין להשתמש במידה והינכם סובלים מהבעיות הבאות :**

- מפרצת, דימום, שימוש במדללי דם.
- מחלת לב, קוצב לב או דפיברילטור.
- הריון, סרטן.
- שימוש באזורי קיבוע פנימי תוך 90 יום – אין להשתמש במרחק של פחות מ-7.5 ס"מ מהקיבוע.
- אזורים רגישים: ראש, פנים, עמוד שדרה צווארי, עמוד שדרה.
- אזורים קרובים לעצם עם פחות רקמת שריר: שוק, גב כף הרגל, גב כף היד.

**הערה: טיפול פיזיותרפי רוטט עשוי להקל במגוון מצבים, אך יש להתייעץ עם רופא/פיזיותרפיסט לפני שימוש שגרתי.**

## **טעינה**

- יש לחבר את כבל ה-USB לשקע מתאים.
- נורית חיווי תדלק במהלך הטעינה ותכבה כשהטעינה תושלם.
- אין להשתמש במכשיר בזמן הטעינה.

## פתרון בעיות

בעיה	פתרון
המכשיר לא נדלק	יש לבדוק האם הסוללה טעונה
עיסוי חלש או לא אחיד	יש לוודא שראש העיסוי מחובר היטב
זמן פעולה קצר מדי	יש לטעון את הסוללה במלואה

## הוראות תחזוקה

- יש לנקות את ראשי העיסוי לאחר כל שימוש באמצעות בד לח.
- אין להשתמש במים ישירות על גוף המכשיר.
- יש לאחסן את המכשיר במקום קריר ויבש.
- יש לטעון את המכשיר לפחות אחת ל-3 חודשים במידה ולא נעשה בו שימוש ממושך.
- לא לנסות לפרק את המכשיר בעצמך – פעולה זו תבטל את האחריות.

## אחריות

- המוצר מגיע עם אחריות של שנה ממועד הרכישה. האחריות מכסה פגמים בייצור בלבד ואינה כוללת:
- נזק כתוצאה משימוש שגוי או הזנחה, נזק כתוצאה ממים.
  - נזק מפתיחה או תיקון עצמי של המכשיר.
  - נזק משימוש לא בהתאם להוראות השימוש.
- למימוש האחריות, יש לשמור את חשבונית הרכישה ולפנות ליבואן או לנקודת השירות המורשית.

## הצהרת זהירות

אקדח העיסוי מיועד לשימוש אישי בלבד ואינו תחליף לטיפול רפואי. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח, או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י אדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.

## **תעודות ותאימות**

המוצר עומד בתקנים הבאים:

\*CE \*FCC \*RoHS

### **\*הערות שימוש כלליות\***

- מומלץ לא להשתמש באקדח העיסוי יותר מ-15 דקות על אותו אזור.
- השימוש האידיאלי הוא 10-15 דקות, 1-2 פעמים ביום.
- אין להשתמש באקדח העיסוי בעת נהיגה או בזמן תנועה.
- אין להשתמש באקדח העיסוי בזמן שינה.

יצרן: הייטק בלוסקאי - סין  
יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ  
רח' דותן 2, יבנה, טל: 08-9999399  
[www.mfcl.co.il](http://www.mfcl.co.il)